



Кюветен тест за ТОС (метод по разликата) 30 - 300 mg/L C, 25 теста

Продукт №:

LCK386

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	EN 1484
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	30 – 300 mg/L C
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	метод на прочистване, разграждане с персулфат
Описание:	Общ органичен въглерод
Параметър:	ТОС
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)
Хидролиза, изисквана:	да