



Пипетен тест за водороден пероксид 1 – 10 g/L H₂O₂

Продукт №:

LCW058

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на водородния пероксид чрез метода на пероксомолибдат.

Спецификации

Бр. тестове:	40
Измерване, диапазон:	1 – 10 g/L H ₂ O ₂
Метод, име:	Пероксомолибдат
Параметър:	Водороден пероксид
Специални бележки:	необходими са допълнителни кръгли кювети LCW906
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)