



FerroZine Разтвор на реактив за определяне на желязо, 0,009-1,400 mg/L Fe

Продукт №:

230149

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на следи от разтворимо фери- (Fe^{3+}) и феро- (Fe^{2+}) желязо.

Удобство

Rapid Liquid methods utilize liquid reagents, bottletop dispensers and pour-thru cells to provide simplified testing.

Изпълнение

Since the pour-thru cell provides a stationary optical system, Rapid Liquid methods typically provide better precision than methods that require movement of sample cells.

Ефикасност

Rapid Liquid methods are ideal for high-volume testing.

Спецификации

Бр. тестове:	500 - 1000
Измерване, диапазон:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Инструмент:	Всички освен DR/850, DR/820, PC II
Метод, име:	FerroZine
Метод, номер:	8147
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Параметър:	Iron
Платформа:	Разтвор