



Касета меркуринитрат за цифров титратор, 0,2256 N, 1 брой

Продукт №:

1439301

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Готов за употреба разтвор на титрант за определяне на хлорид (метод с меркуринитрат)

За определяне на хлорид с цифров титратор чрез титруване с меркуринитрат, при използване дифенилкарбазон като идикатор. Метод 8206 на Hach. Цифрите = mg/L Cl⁻ в 100 mL проба Приблизително 40-100 тестове

Точни резултати - когато и където се нуждаете от тях

Digital Titrator methods use a high-precision dispensation device and cartridges of concentrated titrant to allow analyses in the lab, the plant or the field.

Бърз и гъвкав

Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds. No cleaning or rinsing burets.

Многостранен

More than 50 parameter/range combinations are available

Икономичен

Concentrated titrants allow 40-100 typical titrations per cartridge.

Спецификации

Бр. тестове:	40 - 100
Измерване, диапазон:	10 - 160 mg/L Cl ⁻
Метод, име:	Меркуринитрат
Метод, номер:	8206
Параметър:	Хлорид
Платформа:	Цифров титратор
Разтвор за титруване:	0,2256 N Hg(NO ₃) ₂