



Набор реактиви за определяне на силициев диоксид, основен обем на разтвора, 3-1 000 µg/L SiO₂

Продукт №:

2553500

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



За определяне на свръхниски концентрации силициев диоксид, метод с Heteropoly Blue. Приблизително 100 теста.

Спецификации

Бр. тестове:	100
Измерване, диапазон:	Bulk
Инструмент:	All except DR 900, DR/800 Series, PC II
Метод, име:	Heteropoly Blue
Метод, номер:	8282
Параметър:	Silica
Платформа:	Разтвор
Специална функция:	UL, Bulk, 100 tests