



Кюветен тест за вицинални дикетони 0,015-0,5 mg/kg диацетил, 25 теста

Продукт №:

LCK242

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Избягвайте неприятните миризми във вашата бира и запазете качеството на вашите продукти чрез измерване на VDK (съседни дикетони).

За използване с вашия спектрофотометър DR6000 от Hach. LCK242 ви предлага възможността да тествате за наличието на VDK по-безпроблемно и без химически отпадъци. Освен това, тези кювети предоставят висококачествени резултати без наличието на потенциално външно въздействие. Те са предназначени да опростят вашия анализ в пивоварната, с точни резултати всеки път.

Характеризират се с:

Готов за използване, предварително дозирани с висока прецизност кюветни тестове

Намаляване на грешките посредством кювети с баркод

RFID технология за документиране срока на годност на кюветите и осигуряване на възможност за проследяемост на вашия анализ

Няма нужда от нулев разтвор

Иновативни кювета и техника за реагента

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0.015 - 0.5 mg/kg Diacetyl
Инструмент:	DR6000
Метод, име:	Аналогичен на метода на МЕБАК (Средноевропейска комисия за анализи в пивоварството)
Параметър:	Вицинални дикетони (VDK, от англ. Vicinal diketones)
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)