



Набор реактиви, фосфор, бърза течна аскорбинова киселина

Продукт №:

2678600

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка



За определяне на реактивен фосфор (ортофосфат) по метода с бърза течна аскорбинова киселина. Метод 10055 на Hach. Диапазон: 19 - 3000 µg/L PO₄. Наборът включва: разтвор за разреждане на реактив за аскорбинова киселина, прахов реактив за аскорбинова киселина и разтвор за реактив за молибдат за приблизително 250 теста.

Удобство

Методите с течност с бързо действие използват течни реактиви, диспенсъри от гърлото на бутилката и проточни клетки, за да предоставят опростено тестване.

Изпълнение

Тъй като проточната клетка осигурява стационарна оптична система, методите с течност с бързо действие обикновено предоставят по-добра прецизност от методите, които изискват местене на клетките с проби.

Ефикасност

Методите с течност с бързо действие са идеални за тестване на висок обем.

Спецификации

Бр. тестове:	250
Измерване, диапазон:	19 - 3000 µg/L PO ₄
Инструмент:	Всички освен DR 900, серия DR/800, PC II
Метод, име:	Аскорбинова киселина
Метод, номер:	10055
Платформа:	Разтвор