



Quantab Chloride Test Strips, Low Range, 30-600 mg/L, 40 pcs

Продукт №:

2744940

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Ideal for determining quantitative results quickly, simply dip the strip in the sample and compare the length of the colour change to a printed scale.

Спецификации

Бр. тестове:	40
Единица:	40 tests
Измерване, диапазон:	30 - 600 mg/L Cl ⁻
Метод, име:	Titration Strip
Параметър:	Chloride
Платформа:	Тестови ленти