



Буферирана вода за разреждане, 99 mL, оп./25

Продукт №:	1430598
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Магнезиев хлорид/калиев фосфатен буфер, 99 mL. Буферирана вода за разреждане (необходима за тестване на непитейна вода). оп./25.

Цялостни решения за тестване на рекреационни води

Hach предлага разнообразие от носители и апарати, за да отговори на всички

Ваши нужди за рекреационно тестване.

Цялостни решения за тестване на отпадъчни води

Hach е подготвила носители и удобни апарати за

бързо и лесно тестване на отпадъчни и непитейни води.

Цялостни решения за тестване на питейна вода

Какъвто и метод да избере клиентът за изследване на проби от питейна

вода, Hach е подготвила носител и удобен апарат за

бързо и лесно тестване.

Спецификации

Обем / опаковка, размер: /пак.