



ТЕСТОВИ КОМПЛЕКТ, УНИВЕРСАЛЕН ДИГИТАЛЕН ТИТРАТОР

Продукт №:

2270900

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Точни, удобни титрувания без големината, крехкостта, или загубите от конвенционалната бюретка.

Комплект универсален дигитален титратор с дигитален титратор, ръководство, 100-мл градуиран цилиндър, 125- и 250-мл колби Ерленмайер, деминерализирана бутилка, щипци, и здрав калъф за носене.

Точни резултати - когато и където ви трябва

Методите не дигиталния титратор използват високо-прецизно разпределящи устройства и катриджи от концентриран изходен разтвор за титруване, които позволяват анализи в лабораторията, в предприятието или на открито.

Бързи и гъвкави

Сменяемите катриджи ви позволяват да смените изходния разтвор за титруване за секунди. Бюретката не се чисти или изплаква.

Гъвкав

Налице са повече от 50 комбинации на параметри/обхвати

Икономичен

Концентрираният изходен разтвор за титруване позволява 40-100 типични титрувания на картридж.

Спецификации

Какво има в кутията:	Включва дигитален титратор, ръководство, 10-мл градуиран цилиндър, 125- и 250-мл колби Ерленмайер, деминерализирана бутилка и калъф за носене.
Обем на доставката:	Digital Titrator with accessories in carrying case
С включени аксесоари:	Да
Тегло:	0,132 kg
Точност:	$\pm 1 \%$ (Uncertainty of readings is 1 digit. Most samples require more than 100 digits)

Какво има в кутията

Включва дигитален титратор, ръководство, 10-мл градуиран цилиндър, 125- и 250-мл колби Ерленмайер, деминерализирана бутилка и калъф за носене.