



Intellical PHC805 – лабораторен универсален стъклен електрод с възможност за пълнене за рН, кабел с дължина 1 m

Продукт №:

PHC80501

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Intellical PHC805 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC805 електрод с възможност за пълнене за рН с референтно съединение с керамичен порест щифт. Този лабораторен стъклен електрод за рН е идеален за измерване на рН в универсални лабораторни приложения за водни проби. Към сондата е включена бутилка от 50 mL с KCl 3M разтвор за напълване на електрода. PHC805 не е подходящ за използване с органични разтворители, ниска йонна сила, отпадъчни води, типове проби с високо съдържание на твърди вещества или високо алкални типове проби.

Електродът с възможност за пълнене със стъклен корпус предоставя изключителна стойност и дълъг живот

Електродът със стъклен корпус е химически устойчив и лесен за почистване. Референтен елемент с възможност за пълнене типично предоставя по-дълъг очакван живот от геловите електроди.

Цифровите сонди Intellical осигуряват максимална проследимост на историята на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметри и сериен номер на пробата.

Цифровите сонди Intellical известяват потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

Цифровите сонди Intellical могат да бъдат премествани на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

Спецификации

Accuracy:	±0,02 pH
Reference system:	Ag/AgCl
Sensor material:	Стъкло
Sodium (Alkalinity) error:	<0,3 pH при pH 13 в 0,1 M NaOH
Връзка:	Връзка порест щифт
Гаранция:	12 месеца
Датчик, тип:	Стъкло за рН
Дължина:	200 mm
Дължина на кабела:	1 m
Електрод, тип:	RedRod/референтен елемент с възможност за пълнене
Изисквания за теста:	Необходим параметър: pH
	Минимална дълбочина на пробата (mm): 18
Измерване, диапазон:	0 – 14 pH

Какво има в кутията:	Intellical PHC805 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 5 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (KCl 3M разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.
Комплект продукти:	Модел: PHC805
	Включени принадлежности: няма
Комплект?:	не
Параметър:	рН
Приложение:	High Performance (0 to 80 °C)
Разтвор за пълнене:	3 M KCl (№ 2756559)
Резолуция:	0,001/0,01/0,1
Тегло:	0,1 kg
Температура, резолюция:	0,1°C
Температура, точност:	± 0,3 °C
Температурен диапазон:	0 – 80 °C
Термистор:	АТС
Тип метод:	Лабораторни условия: RedRod/референтен елемент с възможност за пълнене
Тип на сондата:	Стандарт

Какво има в кутията

Intellical PHC805 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, бутилка от 5 mL с референтен електролитен разтвор за пълнене (KCl 3M разтвор), сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.

Задължителни аксесоари

- Разтвор за съхранение за рН (3M калиев хлорид), 50 mL (Item 2756559)