



Стандартен разтвор за проводимост, 12,88 mS/cm, KCl, 500 mL

Продукт №:

C20C250

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост. 12,88 mS/cm $\pm$ 1% при 25°C, като калиев хлорид (KCl) (0,1M), шише от 500 mL.

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
Концентрация:	12,88 mS/cm $\pm$ 1% при 25°C
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Калибриращ разтвор за проводимост
Параметър:	Проводимост
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	KCl