



## Intellical PHC101 – лабораторен гелов електрод за рН с ниска потребност от поддръжка, кабел с дължина 1 m

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Продукт №: | PHC10101          |
| BGN Цена:  | Свържете се с нас |
| Налично    |                   |

Intellical PHC101 е цифров комбиниран електрод за рН с вграден температурен сензор. PHC101 има ниски потребности от поддръжка благодарение на геловото единично отворено референтно съединение, което няма възможност за пълнене. Лабораторната версия на този електрод за рН е удароустойчива със своя корпус от епоксидна пластмаса, защитаващ до сензорния елемент със стъклена крушка. Електродът се предлага с кабел от 3 или 1 m. Електродът PHC101 е идеален за измерване на рН в отпадъчни води, питейни води и общи приложения във водна среда. PHC101 не е подходящ за употреба с органични разтворители или проби с рН под 2.

### Intellical PHC101 осигурява бърз, стабилен отговор при приложения за отпадъчни води

Уникална сонда с плътен гел и отворено референтно съединение, специфично проектирана за измерване на рН в отпадъчни води.

### Цифровата сонда за рН Intellical осигурява максимална проследимост на историята на измерванията

Съхранени данни за час и дата за всяко измерване, ИД на оператора и на пробата, хронология на калибрирането, параметър и сериен номер на сондата за рН

### Цифровата сонда за рН Intellical известява потребителя, когато е необходимо повторно калибриране

Не са нужни предположения за предоставяне на най-надеждните и точни резултати при всяко измерване.

### Цифровата сонда за рН Intellical може да бъде премествана на различни измервателни уреди, без да е необходимо повторно калибриране или повторно въвеждане на настройките на измерването

Идеален за среда с много потребители с множество лабораторни и преносими измервателни уреди от серия HQD.

---

## Спецификации

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Accuracy:                  | ±0,02 pH                                           |
| Reference system:          | Ag/AgCl                                            |
| Sensor material:           | Епоксид                                            |
| Sodium (Alkalinity) error: | -0,6 pH при pH 12,6 в 1 M NaOH                     |
| Връзка:                    | Отворена връзка                                    |
| Гаранция:                  | 6 месеца                                           |
| Датчик, тип:               | Съкло за pH                                        |
| Дължина:                   | 175 mm                                             |
| Дължина на кабела:         | 1 m                                                |
| Електрод, тип:             | Гелов референтен елемент без възможност за пълнене |
| Изисквания за теста:       | Необходим параметър: pH                            |
|                            | Минимална дълбочина на пробата (mm): 20            |
| Измерване, диапазон:       | 2 – 14 pH                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Какво има в кутията:    | Intellical PHC101 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя. |
| Комплект продукти:      | Модел: PHC101                                                                                                                                                                       |
|                         | Включени принадлежности: няма                                                                                                                                                       |
| Комплект?:              | не                                                                                                                                                                                  |
| Параметър:              | рН                                                                                                                                                                                  |
| Приложение:             | Clean & Dirty Samples                                                                                                                                                               |
| Резолуция:              | 0,001/0,01/0,1                                                                                                                                                                      |
| Специална функция:      | Референция с двойно съединение                                                                                                                                                      |
| Тегло:                  | 0,1 kg                                                                                                                                                                              |
| Температура, резолуция: | 0,1°C                                                                                                                                                                               |
| Температура, точност:   | ± 0,3 °C                                                                                                                                                                            |
| Температурен диапазон:  | 0 – 50°C                                                                                                                                                                            |
| Термистор:              | АТС                                                                                                                                                                                 |
| Тип метод:              | Полеви условия: гелов референтен елемент без възможност за пълнене                                                                                                                  |
| Тип на сондата:         | Стандарт                                                                                                                                                                            |

---

## Какво има в кутията

Intellical PHC101 – лабораторен електрод за рН с бутилка за съхранение с разтвор за наkisване, кабел с дължина 1 m, сертификат за калибриране и основно ръководство на потребителя.