



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Продукт №: 2928402
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност
Височина:	150 mm
Измерване метод:	To Deliver
Капацитет:	100 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Polycarbonate
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class A