



Cylinder, graduated, mixing, glass, 50 mL ± 0.4 mL, 1.0 mL divisions, glass stopper #16

Продукт №: 189641
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Tall form, single metric scale, glass stopper, graduated. Calibrated "to contain," durable white scale.

Scale is durable white ceramic enamel. Designed to meet ASTM Specification E1272, Style 2 (Class B). Includes glass stopper.

Спецификации

Вид:	Една метрична стойност, смесено
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	50 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B