



Addista Мултипараметърен стандартен разтвор

Продукт №:	LCA700
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Система за аналитично осигуряване на качеството (АQA), състояща се от един комбиниран стандартен/подсилващ разтвор и два разтвора за round robin (кръгов) тест.

Приложими за кюветните тестове

- LCK304 амоний, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N
- LCK311 хлорид, 1-70 mg/L Cl
- LCK228 калий, 5-50 mg/L K
- LCK328 калий, 8-50 mg/L K
- LCK348 фосфат (орто), 0,5-5,0 mg/L PO₄-P
- LCK414 /LCK1414 COD, 5-60 mg/L O₂
- LCK238 Латон, 5-40 mg/L TN_b

Увереност във вашите резултати

Постоянното документиране на мерките за аналитично осигуряване на качеството с използване на системата Addista потвърждава достоверността на резултатите от вашите тестове на водата.

По-малко усложнения

Всеки стандартен разтвор Addista съдържа няколко параметъра. Това намалява значително броя на шишенцата със стандарти с един параметър във вашата лаборатория.

По-малко източници на грешки

Разтворите Addista са лесни за употреба с кюветния тест LCK на Hach. Тъй като няма нужда от разреждане, това намалява времето, прекарано в ръчно опериране, и елиминира допълнителен източник на грешки при анализиране на стандартните разтвори.

Спецификации

Описание:	Мултипараметърен стандартен разтвор
Платформа:	LCA
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)