



Кюветен тест за кисели бани за отлагане на никелови покрития 5-120 g/L Ni, 25 теста

Продукт №:

LCK237

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	5 - 120 g/L Ni
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Присъщо за баните оцветяване
Описание:	Кисели бани за отлагане на никелови покрития, бани с никелов сулфат и никелов сулфамат
Параметър:	Никел
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C