



Кюветен тест за определяне на алуминий 0,02-0,5 mg/L Al, 24 теста

Продукт №:

LCK301

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	24 (Тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,02 - 0,5 mg/L Al
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Хромазурол S
Параметър:	Алуминий
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C