



Кюветен тест за определяне на бор 0,05-2,5 mg/L B, 25 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK307
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,05 - 2,50 mg/L B
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Азометин-Н
Параметър:	Бор
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)