



Кюветен тест за определяне на кадмий 0,02-0,3 mg/L Cd, 25 теста

Продукт №:

LCK308

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,02 - 0,3 mg/L Cd
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Кадмий
Параметър:	Кадмий
Платформа:	LCK
Специални бележки:	Преди определянето на количеството на кадмия за отстраняване на пречещите калциеви и/или магнезиеви йони (до 5 000 mg/L) използвайте набора за отделяне на калций LCW903 определяне с LCK308. За разграждане на съединения с цел определяне на общия кадмий използвайте CRACK SET LCW902
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)