



Кюветен тест за активност на утайки (TTC)

Продукт №:

LCK318

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Измерване, диапазон:	5 - 200 µg Formazan (SA)
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Колориметричен
Описание:	Скрининг тест за активност на утайки (TTC-SA) или остатъчна активност на утайки (TTC-RA)
Параметър:	Активност на утайки
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C

Задължителни аксесоари

- Набор за мембранно филтруване от 50 мембранни филтри 1,2 µm (Item LCW904)
- Комплект принадлежности, активност на утайки (Item LZC918)