



Кюветен тест за определяне на цианид (освобождава се лесно) 0,03 - 0,35 mg/L CN⁻, 24 теста

Продукт №:

LCK319

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,03 – 0,35 mg/L CN
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Метод на Hach
Описание:	цианид с лесно освобождаване
Параметър:	Цианид, освобождава се лесно
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)