



Кюветен тест за определяне на формалдехид 0,5-10 mg/L H₂CO, 24 теста

Продукт №:

LCK325

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,5 - 10 mg/L H ₂ CO
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	Ацетилацетон
Параметър:	Формалдехид
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C