



Кюветен тест за феноли 5 - 150 mg/L, 24 теста

Продукт №:

LCK346

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	5 – 150 mg/L феноли
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	4-аминоантипирин
Параметър:	Феноли
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)