



Кюветен тест за определяне на сребро 0,04 - 0,8 mg/L Ag, 25 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK354
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,04 – 0,8 mg/L Ag
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Параметър:	Сребро
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C