



Кюветен тест за сребро 5 - 2500 mg/L Ag, 25 теста

Продукт №:

LCK355

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	5 – 400 mg/L Ag (I)
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Описание:	два обхвата на измерване: (I) 5 – 400 mg/L Ag, (II) 400 – 2500 mg/L Ag
Параметър:	Сребро
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)