



Кюветен тест за определяне на цинк 0,2-6,0 mg/L Zn, 24 теста

Продукт №:

LCK360

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,2 - 6,0 mg/L Zn
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	PAR
Параметър:	Цинк
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общото количество цинк използвайте Crack Set LCW902
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	да, за общ цинк