



Кюветен тест за AOX 0,05 -3,0 mg/L, 24 теста

Продукт №:

LCK390.00

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За фотометрично определяне на адсорбируеми органични халогени. Лесни за употреба, опаковани в напълно окомплектована кутия.

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24
Измерване, диапазон:	0,05 - 3,0 mg/L AOX
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Разграждане + железен (III) тиоцианат
Описание:	Адсорбируеми органични халогени
Параметър:	АОХ
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)