



Кюветен тест за следа на цинк 0,02 – 0,8 mg/L Zn

Продукт №:

LCS360

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Спецификации

Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,02 - 0,8 mg/L Zn
Метод, име:	PAR
Параметър:	Цинк (следа)
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общото количество цинк използвайте Crack Set LCW902
Условия на съхранение:	15 – 28 °C
Хидролиза, изисквана:	да, за общ цинк