



Комплект първични стандарти Stablcal с RFID (10 NTU, 20 NTU, 600 NTU), за лазерни турбидиметри TU5200, TU5300sc и TU5400sc

Продукт №:

LZY835

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Нов и подобрен 400 дневен срок на годност!

Спецификации

Какво има в кутията:

Three turbidity standards (10, 20, 600 NTU), with RFID tags

Какво има в кутията

Three turbidity standards (10, 20, 600 NTU), with RFID tags