



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Продукт №:	1436120
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Спецификации

Диаметър:	16 mm
Дължина:	150 mm
Капацитет:	Capacity to Neck 20 mL
Обем / опаковка, размер:	10 /pk
Размери (диаметър x дължина):	16 mm x 150 mm
Специална функция:	Tube, 16 x 150 mm