



## Flask, volumetric class A, glass, 500 mL

Продукт №: 1457449  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Calibrated “To Contain” and manufactured to ASTM E438, “Glass in Laboratory Apparatus” requirements. Stopper not included—see page 375.

---

### Спецификации

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Единица:                                 | 1 each        |
| Капацитет:                               | 500 mL        |
| Материал на тялото (измервателния уред): | Class A Glass |
| Сертификати:                             | No            |