



Be Right™



Tubing, nalgene 8000, vacuum, 9.5 mm (I.D.)

Продукт №:

2074146

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Similar to Nalgene 8000 regular tubing, but with heavier walls. Imprinted in red for instant identification. Saves time and avoids errors which could invalidate experiments or injure laboratory personnel.

Спецификации

Formula (Text):	R-3603
I. D.:	3/8 in
Дебелина на стените на тръбите:	1/4 in
Диаметър, външен:	7/8 in
Дължина:	50 ft
Материал на тялото (измервателния уред):	Tygon