



Пипета, серологична, стерилна, стъклена, 5 mL, 25/пак.

Продукт №:	2093127
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

Стерилна стъклена пипета със синя скала за градуиране. Калибрирани „за доставка“. Отговаря на изискванията на ASTM E438, клас В, и е проектирана от спецификация E714 на ASTM.

Спецификации

Graduations:	0.1 mL
Капацитет:	5 mL
Обем / опаковка, размер:	25 /пак.