



Пакетчета с буферирана вода за разреждане, пак./25

Продукт №:	2143166
BGN Цена:	Свържете се с нас
Доставка до 2 седмици	

Пакетчетата с буферирана вода за разреждане на Hach – когато са приготвени съгласно инструкциите – са формулирани спрямо спецификациите, описани в „Стандартни методи за изследване на питейна и отпадъчна вода“, 9050C.1.a.1, „Буферирана вода“.

Пакетчетата с буферирана вода за разреждане, кат. № 2143166, съдържат по 25 пакетчета с магнезиев хлорид и калиев дихидроген фосфат всяко. От тях се получават 25 L вода за разреждане (1 литър на 1 пакетче с магнезиев хлорид + 1 пакетче с калиев дихидроген фосфат).

Цялостни решения за тестване на рекреационни води

Hach предлага разнообразие от носители и апарати, за да отговори на всички

Ваши нужди за рекреационно тестване.

Цялостни решения за тестване на отпадъчни води

Hach е подготвила носители и удобни апарати за

бързо и лесно тестване на отпадъчни и непитейни води.

Цялостни решения за тестване на питейна вода

Какъвто и метод да избере клиентът за изследване на проби от питейна

вода, Hach е подготвила носител и удобен апарат за

бързо и лесно тестване.

Спецификации

Обем / опаковка, размер:	25/пак.
--------------------------	---------