



Rack, Test Tube, Polyethylene, 13 mm (O.D.), 90 Holes

Продукт №:	2497900
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

Ninety-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

Спецификации

Диаметър:	13 mm
Обем / опаковка, размер:	1 each
Отвори за цилиндъра за проба:	90
Разположение на цилиндъра за проба:	6 x 15