



Test tube/ MPN rack, polyethylene, 20 mm (O.D.), 40 holes

Продукт №:	2497902
BGN Цена:	Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка	

Forty-place rack features a special blend of polypropylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed. Autoclavable. Stackable and autoclavable. Overall dimensions: 24.6 x 10.7 x 6.4 cm (9.7 x 4.2 x 2.5").

Спецификации

Диаметър:	20 mm
Обем / опаковка, размер:	1 each
Отвори за цилиндъра за проба:	40
Разположение на цилиндъра за проба:	4 x 10