



## Thermometer, Non-Mercury, 0 - 220 °F

Продукт №: 2676200  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Compact and durable, non-mercury thermometers enclosed in a protective nylon case. These thermometers are designed for ruggedness and come in many standard ranges. Suitable for all field and portable uses where an unprotected thermometer may break.

---

### Спецификации

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Деления на термометъра:      | 2 °F          |
| Обем / опаковка, размер:     | 1 each        |
| Температурен диапазон:       | 0 °F - 220 °F |
| Тип на флуида в термометъра: | Non-Mercury   |