



Thermometer, Dual Range, Non-Mercury, -10 - 110 °C, 0 - 220 °F

Продукт №:

2676400

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Compact and durable, non-mercury thermometers enclosed in a protective nylon case. This thermometer is designed for ruggedness. Suitable for all field and portable uses where an unprotected thermometer may break.

Спецификации

Деления на термометъра:	1 °C
Обем / опаковка, размер:	1 each
Температурен диапазон:	-10 °C - 110 °C & 0 °F - 220 °F
Тип на флуида в термометъра:	Non-Mercury