



Cylinder, graduated, 5 mL $\pm$ 0.1 mL, 0.1 mL divisions (white markings)

Продукт №:

50837

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Спецификации

Вид:	Две метрични стойности
Височина:	125 mm
Измерване метод:	To Deliver
Капацитет:	5 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B