



Cylinder, graduated, 50 mL +/- 0.4 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Продукт №:

50841

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes ≥ 25 mL.

Спецификации

Вид:	Две метрични стойности
Височина:	190 mm
Измерване метод:	To Contain
Капацитет:	50 mL
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass
Обем / опаковка, размер:	1 each
Сертификати:	Class B