



Be Right™



Flask, filtering, 500 mL

Продукт №:

54649

BGN Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

Спецификации

Единица:	1 each
Капацитет:	500 mL
Материал:	Glass
Материал на тялото (измервателния уред):	Glass