



Реактиви Chemkey за свободен хлор (кутия от 25 броя)

Продукт №:	9429000
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Chemkey за свободен хлор, обхват: 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Метод, номер:	10260
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	свободен хлор
Платформа:	Chemkeys