



Реактиви Chemkey за нитрит (кутия от 25 броя)

Продукт №:	9429300
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Използвайте с SL1000 Преносим Паралелен Анализатор (PPA) за значително ускорено тестване качеството на водата.

Chemkey за нитрит, обхват 0,005 – 0,6 mg/L NO₂-N. За преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000.

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,005 - 0,600 mg/L NO ₂ -N
Инструмент:	SL1000
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	нитрит
Платформа:	Chemkeys