



Пълен комплект за преносим паралелен анализатор (PPA) SL1000

Продукт №:

LPV443.99.20002

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици

Тестване на качеството на водата. Изключително опростен.

Преносимият паралелен анализатор (PPA) SL1000 на Hach прави същите измервания с по-малко от половината стъпки, спрямо измерването на ръка. Получавате изключително точни резултати с по-малка вероятност за грешки за част от необходимото време. Едновременно измерване на шест параметъра.

По-малко отклонения

Избягване на субективни грешки, които могат да доведат до отклонения, дори и при опитни лаборанти. Автоматичен и вътрешен контрол на температурата прави целия процес последователен и повторим, като същевременно се прилагат едни и същи процеси и реагенти както досегашните методи на Hach.

По-безпроблемно

Един единствен инструмент съчетава колометричното измерване и измерването със сонди в полеви комплект, който изисква по-малко обемисти аксесоари. Не се борави с прахови вложки или стъклени кювети. Всички химикали и процеси се съдържат изцяло вътре в Chemkey.

По-бързо тестване

Изпълнявате паралелно до четири колометрични измервания и две измервания със сонди, и завършвате пълния тестови цикъл в 25% от времето необходимо при стандартен анализ. Извършвате повече тестове на място, получавате резултатите, които ви трябват по-бързо, и посещавате повече точки за мониторинг при една работна смяна.

Технология Chemkey

Реактивите Chemkey съдържат същите химикали и изпълняват същите стъпки от процесите, на които сте се доверявали с десетилетия, а сега се предоставят в обикновена самостоятелна опаковка. Одобрени са от EPA за отчитане на свободен и общ хлор в приложения за питейни води.

Спецификации

Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Lamp Type:	Светодиод (LED)
Бр. канали:	2
Гаранция:	24 месеца
Живот на батерията:	>200 теста с Chemkey при напълно заредена батерия
Изисквания за батерии:	Комплект презаредима литиево-йонна батерия
Интерфейси (опция):	Малко USB
Какво има в кутията:	SL1000 измервателен уред, калъф за носене, 1 съд за проби за инструмента, 2 съда за проби за електродите, акумулаторна батерия, зарядно устройство, каишка за ръка, ръководство

	за инструмента и USB кабел, 1 рН електрод, 1 електрод за проводимост и по 1 кутия с Chemkey за свободен Cl, общ Cl, монохлорамин, нитрит и свободен амоняк.
Клас на защита:	III
Обем на доставката:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 рН electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Ограждение, клас:	IP54
Работен температурен диапазон:	5 - 50 °C / максимум 85% относителна влажност (без кондензация)
Режим на измерване:	Пропускливост (%), абсорбция (abs) и концентрация (Conc)
Сертификати:	В съответствие с CE
Условия на съхранение:	-20 - 60 °C / максимум 85% относителна влажност (без кондензация)

Какво има в кутията

SL1000 измервателен уред, калъф за носене, 1 съд за проби за инструмента, 2 съда за проби за електродите, акумулаторна батерия, зарядно устройство, каишка за ръка, ръководство за инструмента и USB кабел, 1 рН електрод, 1 електрод за проводимост и по 1 кутия с Chemkey за свободен Cl, общ Cl, монохлорамин, нитрит и свободен амоняк.