



Кюветен тест за определяне на COD, 5-60 mg/L O₂, 25 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK1414

Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truescal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Truescal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	5,0 - 60 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Описание:	Химична потребност от кислород
Параметър:	COD
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C (да се пази от светлина)
Хидролиза, изисквана:	Да