



Кюветен тест за следа от формалдехид, ISO12460, 0,05 – 3,0 mg/L H₂CO

Продукт №:

LCS425

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,05 – 3,0 mg/L H ₂ CO
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	ISO12460
Параметър:	Формалдехид (следа)
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За оценката са необходими 50 mm правоъгълни полумикрокувети.
Условия на съхранение:	15 – 25°C
Хидролиза, изисквана:	да