



Реактиви Chemkey за Разтворено Желязо (кутия от 25 бр.)

Продукт №:

8636000

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Chemkeys за Разтворено Желязо, обхват 0.05 - 3.00 mg/L Fe. За SL1000 Преносим Паралелен Анализатор (PPA).

Спецификации

Измерване, диапазон:	0,05 - 3,00 mg/L Fe
Какво има в кутията:	25 Chemkeys
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	Разтворено желязо
Платформа:	Chemkeys

Какво има в кутията

25 Chemkeys