



Висок Обхват Реактиви Chemkey за Твърдост (кутия от 25 бр.)

Продукт №:

8636300

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Висок Обхват Chemkeys за Твърдост, обхват 90 - 750 mg/L CaCO₃. За SL1000 Преносим Паралелен Анализатор (PPA).

Спецификации

Измерване, диапазон:	90 - 750 mg/L CaCO ₃
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	Твърдост
Платформа:	Chemkeys