



Висок Обхват Реактиви Chemkey за Ортофосфат (кутия от 25 бр.)

Продукт №:

8636500

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Висок Обхват Chemkeys за Ортофосфат, обхват 2.0 - 30.0 mg/L PO₄. За SL1000 Преносим Паралелен Анализатор (PPA).

Спецификации

Измерване, диапазон:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄
Обем / опаковка, размер:	кутия/25 бр.
Параметър:	Ортофосфат
Платформа:	Chemkeys